


Oculus

AI-42500 UB4 TABO

Occhiale di prova della linea oculus a scala con sistema tabo modello **superleggero**. Supporta fino a 5 lenti di prova. PESO: 64 gr



FUNZIONI:

- Spazio per 10 lenti di prova
- Range PD 1.8" - 3.2" (46 - 82mm)
- Precisa regolazione dell'asse

ERGONOMIA:

- Facile mettere e togliere le lenti
- Meccanismo di regolazione nasello con fermo automatico
- User Friendly

COMFORT:

- Le manopole di regolazione sono lontane dal viso del paziente
- Estremamente leggero
- La regolazione delle astine ha un design che non incastra i capelli

Copyright © 2010 Polyoftalmica.New S.r.l. - P.IVA 02148950344 -