

Shin-Nippon

BR-7

Forottero Manuale Shin Nippon modello standard tipo American Optical. Tecnologia Giapponese dalla meccanica ricercata che garantisce lunga durata e perfetta funzionalità di tutti gli ingranaggi. Ottica ad alta risoluzione con trattamento antiriflesso per le lenti.



- Disponibile nelle colorazioni honey grey e nero.
- Versione con trattamento antiriflesso speciale per visite del fondo dell'occhio con oftalmoscopio.
- Asta per ottotipo da vicino inclusa.
- Aggancio per braccio forottero riuniti classico.

Scheda tecnica

POSIZIONAMENTO: Bolla, Distanza Interpupillare

RANGE SFERA: Da +16.75D a -19D Step 0.25

RANGE CILINDRO: Da 0D a -6D (Da 0D a -8D con lente addizionale di -2D) Step 0.25

ASSE CILINDRO: Da 0 a 180° Step 5°

CILINDRO CROCIATO: +/- 25D

PRISMI ROTANTI: Da 0Δ a 20Δ Step di 1

DISCO DI LENTI AUSILIARIE: O=Diaframma aperto, 2 posizioni; R=Lente retinoscopia +1.50D;

P=Lenti polarizzate 45° Occhio Sx 135° Occhio Dx; WMV o RMV=Filtri di Maddox verticale

Bianca occhio Sx Rossa occhio Dx; RL=Lente rossa; +.12=+0.12D sferica; PH=Foro Stenopeico;

10ΔI o 6ΔU=Prisma 10Dtp BI Occhio Sx Prisma 6Dtp BA Occhio Dx; +/-0.50=Cilindro crociato

fisso; OC=Occlusore

REGOLAZIONE PD: 48-75mm Step di 1mm

DIMENSIONI: 318 x 293 x 96mm

PESO: 4.5Kg

COLORI STANDARD: Nero e Grigio-Miele

ACCESSORI INCLUSI: Astina con supporto per un ottotipo da vicino, Copertina, Para-guancia, Contenitore lenti

Copyright © 2010 Polyoftalmica.New S.r.l. – P.IVA 02148950344 –