

Prod. Estera

## BRACCIO FOROTTERO

Braccio forottero autobilanciato per riuniti **Smile – Smile Eco – Elegance – Inspired – Beta Master – Alpha Master – Delta Q – Candy– Rondo – Onda – Trio – AMF9000 – AMF9300**. Il sistema di autobilanciamento permette di posizionare il forottero manuale o computerizzato esattamente davanti al paziente. Per il forottero computerizzato i cavi possono passare all'interno del braccio.

Diametro parte ad infilare nella colonna: 42mm

