

Ciom

CI-CM105-N

CASSETTA 232 LENTI DI PROVA IN VALIGIA LEGNO

Lenti sferiche positive/negative:

- Da 0.25D fino a 4D con uno step di 0.25D
- Da 4.50D fino a 7D con uno step di 0.50D
- Da 8D fino a 16D con uno step di 1D
- 18D e 20D



Lenti cilindriche positive/negative:

- 0.12D
- Da 0.25D fino a 3.50D con uno step di 0.25D
- Da 4D fino a 5D con uno step di 0.50D
- 5D e 6D

Lenti Prismatiche:

Da 1 a 10 con uno step di 1

Accessori:

Filtro rosso, Filtro verde, Fessura stenopeica, Foro stenopeico, Occlusore, Lente smerigliata, Filtro Maddox, Croce (2pz.), Lente neutra.

