

Comoframe

CO-BABY 2

Occhiale di prova per bambini in materie termoplastico biomedicale molto leggero. La fascia di protezione facilita molto l'esame sui bambini.

Supporta fino a 2 lenti di prova.

- Materiale morbido e flessibile
- Assenza di cerniere e di altre parti metalliche
- Forellini all'estremità delle aste
- Elastico
- Regolabile per trattenere la montatura



INCLUSO:

- Cinturino elasticizzato con ganci
- Custodia

PESO: 20gr