

Prod. Estera

## ET-01-WTS

Tavolo ad elevazione elettrica con pianale (incluso) di grandi dimensioni, progettato appositamente per strumenti come OCT e Perimetri che necessitano di computer in abbinamento.

Il pianale con larghezza da 108cm e profondità 55cm permette di ottimizzare gli spazi nello studio consentendo di ospitare in un'unica postazione strumenti di grandi dimensioni.

- Struttura solida e ben bilanciata
- Piastra di rinforzo per il pianale
- Pianale di grandi dimensioni 108x55cm
- Base con piedini regolabili
- Supporto per stampante (opzionale) da applicare sotto il pianale misure L 42 P 25 A 25-35cm



### Scheda tecnica

**ALTEZZA:** 64 cm – 89 cm

**ESCURSIONE:** 25 cm

**LARGHEZZA PIANALE:** 108 cm

**PROFONDITA PIANALE:** 55 cm

**CAPACITA DI CARICO:** 120 kg

**ALIMENTAZIONE:** 220-240 V / 50-60 Hz

**PRESA AUSILIARIA:** Max 200 W