

Prod. Estera

## ET-02 TRASLAZIONE

Nuovo tavolo a traslazione per 2 strumenti con trasformatori 6-12V e kit 220V al pianale incluso. Il tavolo può ospitare Oftalmometro e Lampada a fessura oppure anche strumenti ad alto voltaggio (es Autoref o tonometro a soffio).

Il tavolo accende in automatico la Lampada a Fessura o Oftalmometro solo quando lo strumento è in posizione di lavoro. Mentre l'alimentazione di Autoref o altri strumenti a 220V è comandata da un pulsante sul pannello comandi.

- Pianale a traslazione incluso.
- Ampia e stabile base con piedini regolabili.
- Traslazione manuale.
- Blocco traslazione in qualsiasi posizione.
- Supporto per mentoniera sia fisso che traslabile.
- Accesso disabili su sedia rotelle.
- Potenziometro per illuminazione lampada a fessura.
- Selezione voltaggi 6-12-220V in entrambe le posizioni.
- Totalmente smontabile per facilità di trasporto.



### Scheda tecnica

**TRASLAZIONE:** Manuale con blocco in tutte le posizioni

**DIMENSIONI PIANALE:** 900 x 450 mm

**ALTEZZA:** 750-1000 mm

**ESCURSIONE:** 250 mm

**PESO:** 56 Kg

**PORTATA PIANALE:** 60 Kg

**ALIMENTAZIONE STRUMENTI:** 6-12-220 V in entrambe le posizioni

**ALIMENTAZIONE:** 220-240 V 50-60 Hz

**ACCESSORI INCLUSI:** Pianale a traslazione; Trasformatori, Cavo di alimentazione, Supporto mentoniera, Connettori per Fessura e Javal; Cavo per strumento 220V; Presa esterna 220V, Manuale in italiano.

**ACCESSORI OPZIONALI:** Pedale per controllo su/giu del tavolo.

---

Copyright © 2010 Polyoftalmica.New S.r.l. - P.IVA 02148950344 -