

Volk

## G1 TRABECULO

Lente Trabeculo ad 1 specchio con rivestimento laser anti-riflesso e flangia in vetro. Progettata per il trattamento e la diagnosi della struttura trabecolare.

- Fornisce immagini dell'angolo della camera anteriore e della retina centrale.
- Il più alto ingrandimento tra tutte le lenti gonio.
- Disponibile anche in versione senza Flangia di contatto.

Per ordinare la versione senza flangia si prega di contattare i [nostri uffici](#).

### Scheda tecnica

**CAMPO VISIVO:** 62°

**INGRANDIMENTO IMMAGINE:** 1.50x

**SPOT LASER:** 0.67x

**RIVESTIMENTI:** BROADBAND

