

Volk

G2 TRABECULO

Lente Trabeculo a 2 specchi con rivestimento laser anti-riflesso con flangia in vetro. Progettata per la visione e il trattamento della struttura trabecolare.

- Fornisce immagini più ampie della camera anteriore e della retina centrale.
- Il più alto ingrandimento tra tutte le lenti Gonio.
- Disponibile anche in versione senza flangia di contatto.

Per ordinare la versione senza flangia di contatto si prega di contattare i [nostri uffici](#).

Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 60° / 64°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.50x

SPOT LASER: 0.67x

RIVESTIMENTI: BROADBAND

