


Volk

G3 GONIOFUNDUS

Lente Gonio a 3 specchi con rivestimento laser anti-riflesso e flangia in vetro. Progettata per la visione e il trattamento della struttura trabecolare, della retina centrale e periferica.

- E' una versione qualitativamente superiore alle classiche lenti Goldmann.
- Gli specchi forniscono immagini dell'angolo anteriore e della retina.
- Gli specchi angolari eliminano lacune nella visualizzazione del fondo.
- Disponibile in versione senza flangia e anche in versione "mini" senza flangia per pazienti pediatrici o comunque con orbita piccola.



Per ordinare la versione senza flangia o mini contattare i [nostri uffici](#).

Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 60° / 66° / 76°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.0x - 1.06x

SPOT LASER: 0.94x - 1.00x

RIVESTIMENTI: BROADBAND

DIAMETRO CONTATTO: VG3 15mm VG3NF 11,4mm