

Volk

GONIO CHIRURGICA

Lente per procedure chirurgiche gonio e per gonioscopia postoperatoria.

La lente gonio per chirurgia può essere sterilizzata sia in autoclave che con ossido di etilene. I materiali di costruzione sono molto resistenti e assicurano lunga durata della lente senza alcuna distorsione dell'immagine o della lente stessa.



- Applicabile per procedure di MIGS
- La posizione della lente può essere regolata a seconda del manico: destra – sinistra – centro
- Piccolo profilo, utile sia per bambini che adulti nella gonioscopia postoperatoria

Scheda tecnica

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.2x

DIAMETRO DI CONTATTO: 9.2mm

LUNGHEZZA MANICO: 75mm