

Prod. Estera

## MD-1 R

Tavolo ad elevazione elettrica con pianale per 1 strumento. Stabile, leggero, molto silenzioso nei movimenti e con un design moderno. Base su 4 ruote bloccabili.

- Pianale incluso
- Base con ruote e piedini regolabili
- Pannello comandi con pulsanti su/giu
- 2 prese di alimentazione strumenti
- Cavi per alimentazione inclusi



### Scheda tecnica

**DIMENSIONI PIANALE:** 660 x 460 mm

**ALTEZZA:** Min 610 mm Max 895 mm

**ESCURSIONE ELEVAZIONE:** 285 mm

**CARICO MASSIMO SUI PIANALI:** 60 Kg

**TENSIONE ALIMENTAZIONE:** 230 V; 50/60 Hz

**PRESE DI ALIMENTAZIONE:** 230 V; 50/60 Hz

**ACCESSORI INCLUSI:** Pianale; Ruote da un lato; Cavo di alimentazione; 2 Cavi per strumenti;  
Manuale in italiano