

Polyoftalmica

## PA-25

Supporto da terra per Monitor LCD di ottotipi.

Elegante piedistallo da terra con base in lamiera.  
Altezza regolabile liberamente su tutto il tubo con  
passaggio cavi interno. Compatibilità meccanica fino a  
VESA 100×100 (sia landscape che portrait). Monitor  
inclinabile su tilting di +/- 5°. Struttura in acciaio,  
verniciato a polvere.

Altezza variabile da 141 a 154 cm. Base larghezza  
60cm e profondità 27cm.

