

Shin-Nippon

## PN-H-50

Cassetta Lenti di prova della linea Shin Nippon. Il set si compone di 226 Lenti di Prova con cerchietto in Metallo. Lenti incluse nella cassetta:

**Sferiche positive/negative (una coppia di lenti per ogni potere):**

- Da 0,12D fino a 4D con uno step di 0,25D
- Da 4D fino a 8D con uno step di 0,50D
- Da 8D fino a 16D con uno step di 1D
- 18D e 20D

**Cilindriche positive/negative (una coppia di lenti per ogni potere):**

- Da 0,12D fino a 2,50D con uno step di 0,25D
- 3D, 3,50D, 4D, 4,50D, 5D e 6D

**Prismatiche:** 0,50, 1, 2 (2 Pezzi), 3, ,4, 5, 6, 7, 8

**Accessori inclusi:**

Reticolo (2pz.), Occlusore, Fessura stenopeica, filtro rosso, filtro verde.



---

Copyright © 2010 Polyoftalmica.New S.r.l. - P.IVA 02148950344 -