

Shin-Nippon **PN-H-60**

Cassetta Lenti di prova della linea Shin Nippon.

Il set si compone di 132 Lenti di Prova con cerchietto in Metallo.

Sferiche positive/negative (una coppia di lenti per ogni potere):

- Da 0,12D fino a 4D con uno step di 0,25D
- Da 4D fino a 6D con uno step di 0,50D
- 6,50D, 7D, 8D e 10D

Cilindriche positive/negative (una coppia di lenti per ogni potere):

- Fino a 2D con uno step di 0,25D

Accessori:

Foro stenopeico, Occlusore, Fessura stenopeica, filtro neutro.

