

Prod. Estera

POLTRONA BETA

La poltrona BETA è una poltrona oftalmica con base a piedini regolabili. E' dotata di elevazione elettrica controllabile tramite pedale SU/GIU. E' un modello base, molto compatto e stabile. Costruito con materiali di qualità, robusti e che durano nel tempo.

Scheda tecnica

ALTEZZA MINIMA: 520 mm

ALTEZZA MASSIMA: 670 mm

RANGE DI ELEVAZIONE: 150 mm

PESO: 60 Kg circa

ROTAZIONE: 360°

INGOMBRI MASSIMI: L 480 x P 450 x A 1110 mm

CONSUMO: 220-240V 0.5A

