

Keeler

SPECTRA IRIS

L'oftalmoscopio indiretto Spectra Iris è stato progettato per essere compatto, leggero e portatile. Infatti può essere facilmente trasportato in più sedi o addirittura può restare attaccato al collo dell'operatore quando non in uso.

- Misura dell'apertura regolabile
- Illuminazione a LED
- Montatura leggera e avvolgente
- Sistema ottico ribaltabile
- Regolazione distanza interpupillare da 48 a 76mm
- Batterie al litio leggerissime

