

Volk

TVG GONIO CHIRURGICA

La lente TVG è una lente gonio per chirurgia. E' stata progettata specificatamente per la Chirurgia del Glaucoma Micro Invasiva (MIGS) e per tutte le procedure operatorie gonio. Le sue caratteristiche di lente mobile con l'anello di stabilizzazione e i vari perni, forniscono un controllo oculare preciso e una chiarissima visualizzazione dell'angolo.



- Stabilizza e controlla il globo oculare durante le chirurgie gonio.
- Minimizza la pressione sulla cornea per mantenere una chiara visuale senza la distorsione della camera anteriore.
- Visualizza l'angolo nella posizione primaria phaco con dei lievissimi movimenti del microscopio.
- E' ambidestra, può essere comodamente usata sia con mano destra che sinistra.

Scheda tecnica

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.2x

DIAMETRO DI CONTATTO: 9mm

DIAMETRO ANELLO: 14mm

LUNGHEZZA MANICO: 84mm