

Volk

## CAPSULOTOMIA

Lente a contatto per visite alla Lampada a Fessura, progettata per trattamenti di Capsulotomia con YAG Laser.

- L'ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l'immagine ingrandita.
- Consente un posizionamento perfettamente a fuoco del raggio laser sul sacco capsulare.
- La tecnologia "Laserwindow" permette il posizionamento dello spot laser con precisione.

### Scheda tecnica

**CAMPO VISIVO:** N.A.

**INGRANDIMENTO IMMAGINE:** 1.57x

**SPOT LASER:** 0.63x

**RIVESTIMENTI:** AR

