

Volk

HR CENTRALIS

Lente a contatto per visite alla Lampada a Fessura, che offre una massima risoluzione di immagine e trattamento del polo posteriore.

- Il perfezionato modello ad ottica asferica doppia elimina la distorsione d'immagine e migliora la steropsia.
- L'avanzato vetro di prima qualità, a bassa dispersione, offre una risoluzione inimitabile.
- Miglior resa con pupille strette, fino a 4mm.
- La ridotta dimensione rendere più facile la manipolazione della lente nell'orbita.

Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 74° / 88°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.08x

SPOT LASER: 0.92x

RIVESTIMENTI: AR / DI

