

Volk

## IRIDECTOMIA MAGPLUS

Lente a contatto per visite alla Lampada a Fessura, progettata per trattamenti laser di Iridectomia.

- L'ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l'immagine ingrandita.
- L'area di visione in offset più ampia, offre migliore chiarezza e risoluzione.
- La tecnologia "Laserwindow" assicura un preciso posizionamento dello spot laser.

### Scheda tecnica

**CAMPO VISIVO:** N.A.

**INGRANDIMENTO IMMAGINE:** 1.60x

**SPOT LASER:** 0.63x

**RIVESTIMENTI:** AR

