


Volk

## IRIDECTOMIA

Lente a contatto per visite alla Lampada a Fessura, progettata per trattamenti laser di Iridectomia.

- L'ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l'immagine ingrandita.
- Il più alto ingrandimento dell'immagine dell'iride.
- La tecnologia "Laserwindow" assicura un posizionamento corretto dello spot laser.



### Scheda tecnica

**CAMPO VISIVO:** N.A.

**INGRANDIMENTO IMMAGINE:** 1.70x

**SPOT LASER:** 0.58x

**RIVESTIMENTI:** AR