

Volk

## LASER FUNDUS

Lente a contatto per visite alla Lampada a Fessura, per diagnosi e trattamento del polo posteriore.

- Visione e trattamenti del nervo ottico e della Macula ad ingrandimento extra elevato.
- La tecnologia "LaserWindow" assicura un posizionamento preciso.
- L'ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l'immagine ingrandita.

### Scheda tecnica

**CAMPO VISIVO:** 35° / 40°

**INGRANDIMENTO IMMAGINE:** 1.25x

**SPOT LASER:** 0.8x

**RIVESTIMENTI:** AR / DI

