

via A. B. Sabin, 5/C 43100 Pilastrello (PR) tel. +39 0521 642126 fax +39 0521 643941 e-mail: info@polynew.it


Volk

SUPER 66

Lente per Lampada a Fessura della serie "Super", offre una visione ad alta risoluzione ed ingrandimento della retina centrale. Le lenti della serie "Super" sono la seconda generazione delle lenti Volk progettate per dare un ampio campo di immagine, un alto ingrandimento e per lavorare su pupille strette.

- L'ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l'immagine ingrandita.
- Vetro ad alto indice, alta risoluzione per la migliore stereopsi e chiarezza dell'immagine.
- Consente di distinguere in 3D i dettagli minimi della Macula e del Disco Ottico.
- Eccellente per la diagnosi delle sindromi Glaucomatose.
- L'ingrandimento 1x semplifica la misurazione del Disco Ottico.
- Disponibile con montatura Blu, Verde, Viola, Oro, Rossa e Grigia. (Per ordinare questa opzione contattare i nostri uffici).





Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 80° / 96°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.00x

SPOT LASER: 1.00x

DISTANZA OPERATIVA: 11mm

RIVESTIMENTI: AR / DI

1 di 2 27/03/2018 16:04

Copyright © 2010 Polyoftalmica.New S.r.l. - P.IVA 02148950344 -

2 di 2