

Shin-Nippon XL-1

La XL-1 è una lampada a fessura a LED portatile, particolarmente indicata per le pratiche di veterinaria e per le visite a domicilio. La lampada a fessura portatile Shin Nippon si caratterizza per le dimensioni particolarmente ridotte e un peso "piuma" di soli 700g con le batterie incluse. La meccanica delle regolazioni della fessura, dei filtri, della distanza PD è raffinata e le ottiche hanno una altissima risoluzione.

- Sorgente luminosa a LED
- Oculari da 10x (opzionali da 16x facilmente intercambiabili)
- Set completo di fessura, valigetta rigida, batteria e caricatore
- Filtri inclusi
- Leggerissima: solo 700g con batteria inclusa
- Piccola e compatta



Scheda tecnica

MICROSCOPIO: Binoculare standard

OCULARI: 10 x (16x opzionali)

INGRANDIMENTI: 10x (16x opzionale)

CAMPO VISIVO IN MM: 10

DISTANZA OCULARI: da 50mm a 70mm (da 55mm a 70mm per oculari da 16x)

RANGE REGOLAZIONE DIOTTRIE: da -7D a +7D

DIAFRAMMI: 11mm

LARGHEZZA FESSURA: Continua da 0 a 11mm

ILLUMINAZIONE: LED bianchi ad alta luminosità

FILTRI: Blu, verde, termico

BATTERIA: Li-ion battery 7.4V 680mAh

DURATA BATTERIA: Circa 2 ore

CARICATORE: AC 100-240V; 50-60 Hz

DIMENSIONI: L 195mm, P 105mm, A 230mm

PESO: 700g con batteria inclusa

ACCESSORI INCLUSI: Manuale in italiano, Valigetta rigida, Batterie, Caricatore batterie, Supporto a fronte, Barra settaggio diottrie.

ACCESSORI OPZIONALI: Oculari da 16x, Batterie di ricambio 7.4V.