

Shin-Nippon

RET-700

RET-700 unisce in un unico corpo tre diversi strumenti: Autorefrattometro, Autokeratometro e Topografo computerizzato.

L'elevata cura, precisione ed affidabilità di Shin Nippon by Rexxam assicura un'esecuzione dell'esame semplice, veloce e precisa grazie anche al computer integrato e al grande monitor orientabile touchscreen.



- All-in-One Autoref, Autoker e Topografo
- Computer integrato
- Monitor touch screen 10.4" orientabile
- Misura diametro pupillare
- Misura diametro corneale
- Acquisizione automatica di 6 topografie
- Acquisizione topografica senza alcun contatto col paziente
- CL Fitting: simulazione vestibilità lente a contatto
- Mentoniera motorizzata
- Stampante termica integrata

Scheda tecnica

VALORI SFERICI: DA -20D A +30D (VD=0)

VALORI CILINDRICI: DA -10D A +10D

ASSE: 1 - 180°

DIAMETRO PUPILLARE MINIMO: 2.0mm

RANGE: 0.4 -10.7 (R8) periferia corneale 16(R8)

ESCURSIONE MENTONIERA: 60 mm

MONITOR: 10.4" LCD TOUCH SCREEN

INTERFACCIA: USB-A, USB-B, LAN

STAMPANTE: termica integrata e possibilità di stampa su stampante esterna

DIMENSIONI: 330 X 420 X 510 mm

PESO: 17Kg

ALIMENTAZIONE: AC 100V - 240V

CONSUMO: 90VA

REPERTORIO: 1630710

CND: Z1212012001

Copyright © 2010 Polyoftalmica.New S.r.l. - P.IVA 02148950344 -