


Volk

DIGITAL CLEAR MAG

Lente digitale per oftalmoscopia indiretta, progettata per un forte ingrandimento dettagliato del disco ottico e per l'esame del polo posteriore.

- L'ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l'immagine ingrandita.
- Il vetro "low dispersion" dà una risoluzione maggiore.
- La migliorata stereopsia ingrandisce l'imaging con l'oftalmoscopio indiretto.
- Il rivestimento superiore riduce i riflessi e il riverbero.



Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 38° / 49°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 3.89x

SPOT LASER: 0.26x

DISTANZA OPERATIVA: 60mm

RIVESTIMENTI: AR / DI