

Prod.Nazionale

## OTTOTIPO 3MT

Ottotipo per distanza 3 mt con lettere ed "E" di snellen

Gli ottotipi luminosi sono stati progettati osservando le raccomandazioni cliniche al fine di garantire una luce extra bianca e una lettura accurata e precisa di ogni dettaglio.

Schermo costruito in acrilico e nel rispetto delle norme di sicurezza (fusibili, presa Shuko, ecc).

**Grafico optometrico:** Decimale misto - 3 m - Illuminato



### Scheda tecnica

**Area di visione:** 24,5 x 62,5 cm

**Dimensioni esterne:** 29,5 x 67,5 x 12 cm

**Peso:** 6 Kg

**Alimentazione:** 230 V / 50-60 Hz