

Prod. Estera

## POLTRONA SMILE

La Poltrona SMILE è un modello di poltrona oftalmica con base a piedini regolabili. L'elevazione in altezza è elettrica tramite comando a pedale. E' appoggiata su una base stabile ed ergonomica di metallo, costruita con materiali di qualità. E' fornita di braccioli e poggiatesta inclusi.

La poltrona è offerta in versione con schienale reclinabile manualmente PN-SR-FRT-ART o con schienale fisso PN-S-FRT-ART.

### Scheda tecnica

**ALTEZZA MINIMA:** 520mm

**ALTEZZA MASSIMA:** 670mm

**RANGE ELEVAZIONE:** 150mm

**PESO:** 60kg circa

**ROTAZIONE:** 360°

**INGOMBRI MASSIMI:** 670mm x 600mm x 1240mm

**MISURE BASE:** L 530 x P 524mm (Poltrona a schienale fisso) / L 530 x P 624mm (Poltrona a schienale reclinabile)

**CONSUMO:** 220-240V 0.5A

