

## MODULO BIOMETRIA PER OCT

Il modulo BIOMETRIA per OCT Copernicus REVO è un'implementazione che permette di fare acquisizioni per biometria OCT.

La Biometria OCT fornisce un set completo di parametri:

- Lunghezza assiale AL
- Spessore Cornea centrale CCT
- Profondità camera anteriore ACD
- Spessore del cristallino LT



La scansione di 3 mm consente di visualizzare la depressione foveale per una precisione della misura assiale assoluta.

La risoluzione di 5 µm offre il massimo livello di dettagli.

