



# Polyoftalmica

strumenti per l'oftalmologia



**SHIN-NIPPON**  
by Rexxam

**TOPOGRAFIA CORNEALE,  
REFRAZIONE E CHERATOMETRIA  
IN MENO DI 3 SECONDI**



**TOPOGRAFO/AUTOREF/KER RET-700**

# IN SINTESI

RET-700 unisce in un unico corpo tre diversi strumenti: Autorefrattometro, Autokeratometro e Topografo computerizzato; per una migliore organizzazione degli strumenti dello studio e per un maggiore confort per i pazienti. L'elevata cura, precisione ed affidabilità di Shin Nippon by Rexam assicura un'esecuzione dell'esame semplice, veloce e precisa.

# FUNZIONALITÀ

- Acquisizioni in Automatico o manuale
- Computer con monitor touch screen integrato per accedere a tutte le funzionalità dello strumento
- Database pazienti con follow up
- Indice di Cheratocono
- Analisi delle aberrazioni secondo Zernike e Fourier
- Modulo di simulazione in fluorescina per contattologia con database lenti importabile
- Funzione BUT di analisi film lacrimale (opzionale)
- Funzione di analisi Ghiandole Meibomio (opzionale)
- Stampante termica integrata e funzione di stampa esterna in A4



<b>RANGE REFRAZIONE SFERICA:</b>	<b>DA -20D A +30D (VD=0)</b>
<b>RANGE CILINDRO:</b>	DA -10D A +10D
<b>ASSE:</b>	1-180°
<b>RANGE TOPOGRAFIA:</b>	0.4 -10.7 (R8) periferia corneale 16(R8)
<b>DIAMETRO PUPILLARE MINIMO:</b>	2.0mm
<b>ESCURSIONE MENTONIERA:</b>	60mm
<b>MONITOR:</b>	10.4" LCD TOUCH SCREEN
<b>INTERFACCIA:</b>	USB-A, USB-B, LAN
<b>DIMENSIONI:</b>	L 330 X P 420 X A 510 mm
<b>PESO:</b>	17Kg



Design e specifiche tecniche degli strumenti possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

**Polyoftalmica**  
strumenti per l'oftalmologia  
Via Albert Bruce Sabin, 5/C - Parma  
Tel. 0521.642126 - Fax 0521.643941  
info@polynew.it - www.polyoftalmica.it