

SUOER

OPTO CAM SW-800

OPTOCAM SW-800 è un Autorefrattometro portatile binoculare, che permette la refrazione binoculare a distanza. Progettato per bambini o disabili, è comunque utilizzabile in qualsiasi situazione con il vantaggio della portabilità. Precisione e velocità di esame grazie al principio della retinoscopia digitale. Lo strumento ha un comodo monitor touch-screen da cui si comandano tutte le funzioni dello strumento.

- Completamente automatico
- Misura binoculare in visione naturale
- Misure in 1 secondo
- Misura Diametro pupillare
- Misura Distanza interpupillare
- Valutazione della anisometropia e anisocoria
- Piccolo, leggero e maneggevole
- Batteria ricaricabile
- Report dei risultati dell'esame
- Stampante senza fili inclusa
- Borsa di trasporto inclusa



Scheda tecnica

MODALITA OPERATIVA: Binoculare o Monoculare

RANGE SFERICO: +7.5D / -7.5D con step di 0.25D o 0.01D

RANGE CILINDRO: 0-3D con step di 0.25D

ASSE CILINDRO: 0-180° con step di 1°

DISTANZA INTERPUPILLARE: 35-80 mm

RANGE PUPILLARE: 4-9 mm

TEMPO MISURAZIONE: 1 secondo

DISTANZA DI MISURA: da 1 m a circa 5 cm

ALIMENTAZIONE: Batteria ricaricabile al litio

DIMENSIONI: 180 x 130 x 110 mm

INTERFACCIA DATI: Wifi, USB

DISPLAY: touchscreen da 5 pollici

PESO: 800 gr