

Shin-Nippon


LCD-1000P

LCD-1000P, il nuovo monitor di ottotipi polarizzato Shin-Nippon by Rexam, è completo di tutti i test necessari per un controllo soggettivo della vista accurato assicurando un'ottima affidabilità e semplicità di utilizzo. Comprende:

- Anelli di Landolt
- E di Snellen
- Numeri e lettere
- Ottotipi per bambini
- Tavole di Ishihara
- Filtri: Polarizzato circolare e Rosso-Verde
- Funzioni speciali: Mirror Mode, Contrasto, Inversione Bianco/Nero, Random e Affollamento
- Maschere: linea orizzontale, linea verticale, singolo

Accessori inclusi

- Telecomando
- Occhiali polarizzati
- Occhiali Rosso-Verde
- Cavo di alimentazione



Scheda tecnica

MONITOR: 24" POLARIZZATO retroilluminato TFT LED

RISOLUZIONE: 1920 x 1080 Pixels

DISTANZA DI LAVORO: 1.0m~8.0m (Step 0.25m)

COMANDO: Telecomando IR infrarossi / Forottero digitale DR-900

TEMPO STANDBY: 5min/ 10min/ 30min

DIMENSIONI: 573 x 363 x 46mm

PESO: 4.3 Kg

ALIMENTAZIONE: DC 12V 3.4°

POTENZA: 100~240V

CONSUMO: 70VA

REPERTORIO: 1572460

CND: Z12120199

Copyright © 2010 Polyoftalmica.New S.r.l. - P.IVA 02148950344 -