

Shin-Nippon

LM-15

LM-15 è un frontifocometro manuale portatile con alimentazione a batteria.

- Molto leggero
- Oculare con regolazione diottrica
- Blocco ferma occhiale
- Luce a LED, non è necessario sostituire la lampadina
- Alimentazione a batteria
- Alimentazione a rete optional
- Compensatore prismatico optional per aumentare la lettura dei prismi fino a 20
- Autospegnimento per risparmio batterie
- Inclinazione di 90° per lettura delle lenti a contatto
- Mira croce/corona lettura interna



Scheda tecnica

RANGE DI MISURA: da -25D a +25D

VALORI PRISMATICI: Sino a 5 (utilizzando il compensatore prismatico sino a 20)

DIAMETRO LENTI: da 24mm a 90mm

INCLINAZIONE STRUMENTO: da 45° a 90°

ALIMENTAZIONE: 2 Batterie stilo da 1,5V

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE: LED

DIMENSIONI: L 170mm P 340mm A 355mm

PESO: 3.6 Kg

AUTOSPEGNIMENTO: Programmabile

ACCESSORI INCLUSI: Copertina, Supporto per lenti, Supporto per lenti a contatto, Supporto per lenti bifocali, Manuale in italiano.

ACCESSORI OPZIONALI: Compensatore prismatico, Caricatore AC.

Copyright © 2010 Polyoftalmica.New S.r.l. - P.IVA 02148950344 -