

Rexxam

## RS-300

La RS-300 è la Lampada a Fessura Rexxam con illuminazione dal basso. L'ampio range di accessori inclusi è in grado di soddisfare anche i professionisti più esigenti. Le ottiche, particolarmente ricercate, consentono un livello di qualità della visione tra i migliori sul mercato. La tecnologia giapponese ha permesso lo sviluppo di movimenti meccanici fluidi e silenziosi che rendono tutti i modelli Rexxam tra le lampade a fessura più semplici da utilizzare.

- 3 ingrandimenti
- Ampio campo visivo
- Larghezza della fessura fino a 15mm
- Ottiche parallele di altissima qualità
- Regolazione dell'intensità luminosa dalla base

### Scheda tecnica

**MICROSCOPIO:** Binoculare con sistema galileiano e ottiche parallele

**OCULARI:** 13.5x

**INGRANDIMENTI:** 10x, 16x, 25x (con oculari opzionali da 18x: 13x, 21x, 33x)

**CAMBIO INGRANDIMENTI:** a revolver

**CAMPO VISIVO IN MM:** 8, 13, 20mm

**DISTANZA OCULARI:** da 45mm a 81mm

**RANGE REGOLAZIONE DIOTTRIE:** da -5D a +5D

**DIAFRAMMI:** 0.2, 1, 3, 5, 8, 15mm



**LARGHEZZA FESSURA:** Continua da 0 a 15mm

**ROTAZIONE FESSURA:** da 0° a 180°

**MOVIMENTI BASE:** Laterale 100mm, longitudinale 100mm, verticale 30mm

**ESCURSIONE MENTONIERA:** 80mm

**ILLUMINAZIONE:** LED

**MIRA FISSAZIONE:** LED rosso

**FILTRI:** Blu, verde (rosso privo), assorbi-calore

**ALIMENTAZIONE:** 100-240V, 50/60Hz

**CONSUMO:** 50VA

**DIMENSIONI:** L 320mm, P 420mm, A 590mm

**PESO:** 15Kg

**ACCESSORI INCLUSI:** Piastra di montaggio con binari pad e supporto mentoniera, Mentoniera con appoggia mani per paziente, Manuale in italiano, Copertina, Cartine mentoniera, Asta di taratura, Cavo di alimentazione.

**ACCESSORI OPZIONALI:** Oculari da 18x, Piastra per tonometro, Trasformatore, Tonometro ad appianazione, Schermo para-respiro.

---

Copyright © 2010 Polyoftalmica.New S.r.l. – P.IVA 02148950344 –