



TONOCARE KEELER

L'ultimo tonometro di Keeler è stato progettato per considerare tutti i diversi ambienti che i medici devono affrontare in tutto il mondo. La batteria a lunga durata, il design compatto e la portabilità del dispositivo ne consentono l'utilizzo in diversi ambienti di lavoro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA:

- Facile da usare e affidabile
- Veloce nelle misure
- Confortevole per il paziente



- Utilizzabile per i pazienti allettati o con scarsa mobilità

Scheda tecnica

- **RANGE:** da 5 mmHg a 50 mmHg
- **PRECISIONE:** 2,5 mmHg su occhio di prova
- **SISTEMA DI ILLUMINAZIONE:** Led a infrarossi
- **DISTANZA DI LAVORO:** 11mm dall'occhio
- **DIMENSIONE STAZIONE RICARICA:** A 153 x P 183 x L 155 mm
- **DIMENSIONE APPARECCHIO:** A 220 x P 206 x L 136
- **PESO STAZIONE RICARICA:** 0,725 Kg
- **PESO APPARECCHIO:** 1 Kg
- **STAMPANTE:** termica inclusa nella stazione di ricarica