

OMEGA 600

Oftalmoscopio indiretto binoculare

Codice C-008.33.610



Più leggero. Più luminoso. Più valido. Abbiamo tenuto il meglio e migliorato il resto. Altamente confortevole, l'HEINE OMEGA 600 offre una nuova classe di innovazione tecnologica, in combinazione con il nuovo ed unico visionBOOST per una diagnostica significativamente migliore anche in presenza di cataratte dense.

- Diagnosi estremamente accurata fino alla periferia più estrema del fundus
- Visione migliore fino al 20 % in presenza di opacità dei media con visionBOOST
- L'oftalmoscopio indiretto di fascia alta più leggero al mondo
- Un investimento duraturo grazie alla costruzione robusta
- Disinfezione semplice ed efficace grazie alla smoothSURFACE
- Good Design Award

Diagnosi estremamente accurata fino alla periferia più estrema del fundus

- Una diagnostica decisamente migliore grazie all'esclusivo visionBOOST
- Un'immagine del fondo oculare nitidissima grazie ad un'ottica in vetro studiata nei minimi dettagli
- Un'illuminazione chiara e omogenea del fondo oculare con una resa cromatica realistica grazie al LEDHQ – ora con colori ancora più naturali
- Le migliori immagini 3D grazie alla tecnologia di regolazione della stereoscopia di HEINE in presenza di pupille dilatate e non dilatate anche con neonati e premature
- 3 filtri diversi, 4 diaframmi diversi

L'oftalmoscopio indiretto di fascia alta più leggero al mondo

- Indossabile con il massimo comfort
- Regolazione individuale
- Adattabile per destrosi e mancini
- Funzione di esclusione dell'unità ottica per un'interazione più pratica con i pazienti

Un investimento duraturo grazie alla costruzione robusta

- Ottica a prova di polvere e priva di manutenzione
- Leggendaria durevolezza HEINE
- Ottica montata fermamente su un telaio di alluminio
- 100% Made in Germany

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIMENSIONI: 320 x 300 x 200mm

PESO: 475gr

PESO BATTERIA: 21gr

BATTERIA: Li-Po cell

DURATA BATTERIA: 4h sempre in funzione

TEMPO RICARICA: 1,5h

SISTEMA OTTICO: Ottiche asferiche

TIPO ILLUMINAZIONE: Heine LED HQ

DISTANZA INTERPUPILLARE: Da 46 a 74mm

DURATA MEDIA LED: 60.000 ore

FILTRI: Rosso privo, Giallo, Blu

SPOT: Piccolo, medio, grande