



BETA MASTER

Il Beta Master è una postazione a 2 strumenti molto compatta e robusta. I materiali di alta qualità costruttiva permettono stabilità della postazione e lunga durata nel tempo. Gli strumenti stanno ben fermi in postazione grazie all'ampia base e alla robustezza dei materiali progettati per questo preciso scopo. Il riunito in versione base ha già tutti gli attacchi per installare strumenti ad alta tensione (Autoref, Tonometri a soffio ecc), strumenti a bassa tensione (Lampade a fessura e Oftalmometri) e proiettori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA:

- Disponibile anche altro modello di poltrona.
- Pianale a traslazione per 2 strumenti.
- Alto e basso voltaggio incluso.
- Supporti per proiettore e mentoniera inclusi.
- Potenziometro per luci a colonna e intensità lampada a Fessura.
- Solo 1360mm di larghezza.
- Sedia removibile per visite pazienti disabili (opzionale).

Polyoftalmica.new srl – Via Albert Bruce Sabin, 5/c – 43123 Parma (Pr)

Tel.: 0039-0521-642126 Fax : 0039-0521-643941 info@polynew.it www.polynew.it

Partita Iva e Codice Fiscale : 02148950344

C.C.I.A.A. di Parma REA n. 214571 Reg Imprese n. 02148950344/2000 Cap. Soc. € 15.000,00 Int. Vers.



- Pianale ad elevazione elettrica (opzionale)
- Movimento avanti/indietro poltrona sia elettrico che meccanico (opzionale).
- Disponibile in versione sinistra (opzionale).

Scheda tecnica

INGOMBRI MASSIMI: L 1361 x P 1516 x A 1810mm

TRASLAZIONE: Manuale

POLTRONA: Inclusa. Modello poltrona BETA con braccioli senza poggiatesta

ALIMENTAZIONE AI PIANI: 220V e basso voltaggio con trasformatori inclusi

ALIMENTAZIONE RIUNITO: 230V 50-60Hz

PESO: 120Kg

ALTEZZA PIANALE: 700mm (700-950mm con opzione elevazione elettrica pianale)

ALTEZZA POLTRONA: 450-600mm

PORTATA PIANALE: 30kg

ROTAZIONE POLTRONA: 360° (con opzione movimento avanti indietro nessuna rotazione)

LAMPADA A COLONNA: LED ~12V Max 2x5 W

ACCESSORI INCLUSI: Poltrona a schienale fisso con braccioli, Luci a colonna, Supporto per mentoniera, Supporto per proiettore sopra la colonna, 1 presa ausiliaria esterne 220V, Trasformatori per basso voltaggio, Kit 220V al pianale, Cavo di alimentazione, Manuale d'uso.

ACCESSORI OPZIONALI: Elevazione elettrica pianale 250mm, Braccio forottero, Supporto per braccio forottero, Poltrona con schienale reclinabile, Braccioli reclinabili poltrona, Poggiatesta reclinabile poltrona, Avanti/indietro poltrona manuale, Avanti/Indietro Poltrona elettrico, Poltrona removibile per pazienti disabili, Pedale per su/giu poltrona, Versione sinistra, Cassettiera, Colonna per pannello comandi forottero computerizzato, Cuscino per bambini.

Polyoftalmica.new srl – Via Albert Bruce Sabin, 5/c – 43123 Parma (Pr)

Tel.: 0039-0521-642126 Fax : 0039-0521-643941 info@polynew.it www.polynew.it

Partita Iva e Codice Fiscale : 02148950344

C.C.I.A.A. di Parma REA n. 214571 Reg Imprese n. 02148950344/2000 Cap. Soc. € 15.000,00 Int. Vers.