



# DELTA Q

Riunito della gamma Polyoftalmica per 2 strumenti con vano per cassetta lenti di prova. Un riunito di qualità e una postazione importante con le lenti di prova a portata di mano. I materiali sono di primissima qualità per una lunga durata nel tempo e il riunito è completo di tutte le funzioni già in configurazione standard, poi sono tantissime le opzioni di personalizzazione.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA:

- Pianale per 2 strumenti a traslazione
- Colonna con supporto per proiettore integrato e 2 luci a LED orientabili
- Trasformatori per il basso voltaggio inclusi
- Alimentazione del basso voltaggio automatica solo quando lo strumento è in posizione lavoro.
- 2 prese per alimentazione 220V aggiuntiva incluse
- Poltrona con poggiatesta e braccioli inclusa
- Elevazione elettrica del pianale (opzionale)



- Poltrona rimovibile per visita pazienti su sedia a rotelle (opzionale)
- Poltrona con schienale reclinabile (opzionale)
- Movimento avanti/indietro poltrona sia elettrico che meccanico (opzionale)
- Vano per lenti di prova integrato nel riunito (vassoio e lenti di prova sono opzionali)

### Scheda tecnica

**INGOMBRI MASSIMI:** L 1442 x P 1580 x A 2000mm

**TRASLAZIONE:** Manuale

**POLTRONA:** Inclusa. Poltrona modello DELTA con braccioli e poggiatesta senza poggiatesta.

**ALIMENTAZIONE AI PIANI:** 220V e basso voltaggio con trasformatori inclusi

**ALIMENTAZIONE RIUNITO:** 230V 50-60Hz

**PESO:** 230Kg

**PORTATA PIANALE:** 30kg

**ALTEZZA PIANALE:** 820mm (770-1020mm con opzione elevazione elettrica pianale)

**ALTEZZA POLTRONA:** 470-620mm

**ROTAZIONE POLTRONA:** 360° (con opzione movimento avanti indietro nessuna rotazione)

**LAMPADA A COLONNA:** LED ~12V Max 2x5 W

**ACCESSORI INCLUSI:** Poltrona a schienale fisso con poggiatesta e braccioli, 2 Luci a colonna, Supporto per mentoniera, Supporto per proiettore sopra la colonna, 2 prese ausiliarie esterne 220V, Trasformatori per basso voltaggio, Kit 220V al pianale, Cavo di alimentazione, Manuale d'uso.

**ACCESSORI OPZIONALI:** Versione sinistra, Vassoio per lenti di prova, Elevazione elettrica pianale 150mm, Poltrona rimovibile per visita pazienti su sedia a rotelle, Braccio forottero, Supporto per braccio forottero, Poggiatesta reclinabile per poltrona, Poltrona con schienale reclinabile, Braccioli reclinabili poltrona, Avanti/indietro poltrona manuale, Avanti/Indietro poltrona elettrica, Colonna per pannello comandi forottero computerizzato, Kit per cavi USB e Firewire

Polyoftalmica.new srl – Via Albert Bruce Sabin, 5/c – 43123 Parma (Pr)

Tel.: 0039-0521-642126 Fax : 0039-0521-643941 [info@polynew.it](mailto:info@polynew.it) [www.polynew.it](http://www.polynew.it)

Partita Iva e Codice Fiscale : 02148950344

C.C.I.A.A. di Parma REA n. 214571 Reg Imprese n. 02148950344/2000 Cap. Soc. € 15.000,00 Int. Vers.