



# MONITOR OTTOTIPI PLC-8000

**POTEC**



Il monitor di Ottotipi Potec PLC-8000 è uno strumento ergonomico e semplice nell'utilizzo, dotato di funzionalità di randomizzazione ottotipi, polarizzazione test (opzionale) e ampia gamma di scelta tra i più diffusi test visivi.

- Ottotipi a numeri, lettere, simboli, "E" Snellen, "C" Landolt. Funzione Random
- Simboli per bambini
- Maschere orizzontali, verticali, singolo, rosso-verde, nero su bianco
- Tavole di Ishihara
- Test ETDRS
- Griglia di Amsler
- Test per la stereopsi
- Animazioni per tenere l'attenzione dei bambini
- Test di Worth, Shober, quadrante per astigmatici
- Reticolo a croce e mira a punti da utilizzare in associazione al cilindro crociato
- Test di bilanciamento bicromatico monoculare
- Test polarizzati (opzionale plc-8000pola)
- Punto di fissazione luminoso e regolabile per test di Maddox
- Aggiornabile con nuovi ottotipi o video HD
- Selezione livello di contrasto degli ottotipi
- Progressione decimale



**SCHEMA TECNICA:**

**MONITOR:** 23" LCD

**RISOLUZIONE:** Full HD 1920x1080

**LUMINANZA:** 250cd/m<sup>2</sup>

**CONTRASTO:** 1000:1

**DISTANZA:** 1.0m a 8.0m step 0.1m

**SEQUENZE PROGRAMMATE:** fino a 40 ottotipi

**REGOLAZIONE LUMINOSITA':** 10 livelli

**SPEGNIMENTO AUTOMATICO:** 5min, 15min, 30 min, disattivo

**ALIMENTAZIONE:** 220-240V, 50/60Hz, max 45VA

**DIMENSIONI:** 583x55x423mm

**PESO:** 6Kg

**COMUNICAZIONE/MEMORIA:** USB2.0, Bluetooth, RS-232, slot Micro SD

**ACCESSORI:** Telecomando IR con batterie, Staffa a muro, cavo alimentazione, copertura, occhiale R/V (opzionale), occhiale polarizzato (opzionale)