



LENTE VOLK 14D



36°/43°
FIELD OF
VIEW

5.50x
IMAGE
MAG

0.18x
LASER
SPOT MAG



CND: Q0299

RDM: 101946R

COD. V14LC

VOLK®

Esame del polo posteriore e della retina centrale in incredibile dettaglio grazie all'alto ingrandimento della lente 14 D, eccellente nello screening del glaucoma e per l'esame della retina centrale.

- L'ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l'immagine ingrandita.
- L'alto ingrandimento offre una visione eccellente del Disco Ottico per screening del Glaucoma.
- Perfettamente regolata per la curvatura di campo e le aberrazioni da astigmatismo

Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 36/47°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 4.30x

SPOT LASER: 0.23x

DISTANZA OPERATIVA: 75mm

RIVESTIMENTI: AR / DI