



BETA MASTER

Riunito con pianale a traslazione per 2 strumenti, robusto e compatto. Il riunito può avere come accessorio opzionale anche il cassetto per lenti di prova e il braccio forottero. Il riunito può essere personalizzato in diverse colorazioni per abbinarsi al meglio a qualsiasi ambiente. Alta qualità di materiali completamente priva di plastica, con tutta la struttura in metallo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA:

- Poltrona a schienale fisso e braccioli fissi, senza poggiatesta inclusa
- Colonna con luci a LED orientabili e regolabili nell'intensità luminosa



- Il riunito incorpora di serie i trasformatori per lampada a fessura o oftalmometro e 220V al piano per Autoref/Tonometro a soffio o altro
- Supporto per mentoniera incluso
- Supporto per proiettore sopra la colonna incluso
- Cassetto porta lenti di prova senza vassoio (opzionale)

Scheda tecnica

TRASLAZIONE: Manuale

BLOCCO PIANALI: In tutte le posizioni con elettromagnete

ALIMENTAZIONE: 230v, 50/60Hz

LUCI COLONNA: LED 12W 700 mA

ROTAZIONE POLTRONA: 360°

ESCURSIONE POLTRONA: 150mm

ALTEZZA POLTRONA DA TERRA: 480-630 mm

INGOMBRI MASSIMI: L 1450mm x P 1560mm A 2000mm

PESO: 200Kg

ACCESSORI INCLUSI: Lampada LED a colonna, Supporto per proiettore a colonna, Supporto per mentoniera, Trasformatori per basso voltaggio, Kit alta tensione 220V, Poltrona schienale fisso con braccioli.

ACCESSORI OPZIONALI: Braccio per forottero (necessario relativo supporto), Appoggiapiedi, Braccioli reclinabili poltrona, Controllo a pedale per alzare / abbassare la poltrona, Movimento manuale avanti-indietro poltrona, Movimento elettrico avanti-indietro poltrona, Schienale reclinabile poltrona, Cuscino per bambini, Cassetto per lenti di prova (senza vassoio), Vassoio per lenti di prova, Colonna per pannello comandi forottero computerizzato, Versione sinistra.